




Коронарный баллонный катетер *Lacrosse* NSE С РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

Модель №	Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Наружный диаметр проксимального shaft (F/мм)	Наружный диаметр дистального shaft (F/мм)	Кол-во режущих кромок
NS20013*	2.00	13	2.2 / 0.73	2.7 / 0.90	3
NS22513*	2.25				
NS25013	2.50				
NS27513	2.75				
NS30013	3.00				
NS32513	3.25				
NS35013	3.50				
NS37513*	3.75				
NS40013*	4.00				

* Manufacturing upon receipt of Purchase Order

Таблица соответствия

Давление		Диаметр баллона (мм)									
atm	kPa	2.00 мм	2.25 мм	2.50 мм	2.75 мм	3.00 мм	3.25 мм	3.50 мм	3.75 мм	4.00 мм	
4	4x10 ²	1.93	2.16	2.38	2.65	2.89	3.13	3.37	3.61	3.86	
5	5x10 ²	1.97	2.20	2.44	2.70	2.95	3.19	3.45	3.69	3.94	
6	6x10 ²	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
7	7x10 ²	2.03	2.28	2.55	2.79	3.04	3.29	3.54	3.80	4.05	
8	8x10 ²	2.06	2.31	2.59	2.81	3.07	3.32	3.57	3.85	4.10	
9	9x10 ²	2.08	2.34	2.63	2.84	3.10	3.35	3.61	3.88	4.14	
10	10x10 ²	2.10	2.36	2.66	2.86	3.12	3.38	3.64	3.91	4.17	
11	11x10 ²	2.12	2.38	2.68	2.88	3.14	3.41	3.66	3.94	4.19	
12	12x10 ²	2.14	2.40	2.70	2.90	3.16	3.43	3.69	3.96	4.22	
13	13x10 ²	2.16	2.42	2.72	2.92	3.18	3.46	3.71	3.98	4.24	
14	14x10 ²	2.18	2.45	2.74	2.94	3.20	3.48	3.73	4.00	4.26	
15	15x10 ²	2.20	2.47	2.76	2.96	3.22	3.50	3.75	4.03	4.27	
16	16x10 ²	2.23	2.49	2.78	2.98	3.25	3.53	3.77	4.05	4.29	
17	17x10 ²	2.25	2.51	2.80	3.00	3.27	3.56	3.80	4.08	4.31	
18	18x10 ²	2.27	2.53	2.82	3.02	3.29	3.58	3.82	4.10	4.32	

Номинальное давление

Давление на разрыв



Новая научная идея в интервенционной кардиологии

Коронарный баллонный катетер *Lacrosse* NSE С РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ



Производитель

GOODMAN Co., Ltd.

<http://www.goodmankk.com>



Эксклюзивный дистрибьютор в РБ

220007 г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 2, комн. 7

Тел. (+375 17) 298-51-38; факс (+375 17) 298-54-81

www.assomedica.by




Новая научная идея в интервенционной кардиологии


Известно, что внутриростовые рестенозы и кальцинированные поражения существенно затрудняют, а порой и делают невозможным, использование обычного баллонного катетера.

Три режущие кромки баллонного катетера Lacrosse NSE — идеальный выбор для вышесказанных поражений.

Резущие кромки
Три близких режущих элемента обеспечивают высокую проходимость даже для вязких истых осадков, исключая проскальзывание во время раздвигания баллона.



Сечение раздутаго баллона



Ной-хай в технологии Lacrosse

Инновационные технологии производства баллонного катагера Lасrosse NSЕ позволяют добитьсч высокой способностш проходить извильные сосуды и сложные поражения.

Р	Показывание	Нет	Да	Отношение	Р (точность по Фишеру)
		57	2	3,4%	
Безопасность	Поражение	21	16	43,2%	p < 0,001
		57	2	3,4%	
РОВА	Поражение	21	16	43,2%	p < 0,001
		57	2	3,4%	

Эффективность	Прокладывание		Нет	Да	Отношение
	Р	Р	по Фишеру)		
РОВА	0 поражений	16 поражений	100%		
NSE	14 поражений	1 поражение	6,7%		
					p > 0.0001

[Результаты клинических испытаний]

※Circulation Journal Vol.71 Suppl.1, 2007, OJ-103 Tetsuo Matsubara, OJ-104 Ken Kozuma